

## **IM - 100**





## Principales características:

- Diseñado para la identificación de animales
- Inyector retráctil: una vez clavada la aguja en el animal, al accionar el aplicador, la aguja se retrae, dejando posicionado el microchip donde antes estaba la aguja.
- Especialmente recomendado en animales exóticos.
- Muy robusto, preparado para miles de aplicaciones.

## Versiones de producto **Productos Relacionados** Consúltenos para recomendarle el modelo de aguja compatible con los transponders y el inyector que usa. ID-100 A ID-162 A ID-100 A (1.4) Mini IM-200 ID-162 A (1.4) Mini IM-200 ID-100 A Agujas AG-100 ID-162 A LAB Reader W ID-100 B ID-162 B DSP - Para introducir los Chip en las agujas Fish Reader W