

trovan[®]

IM - 300

*Inyector tradicional
con mango*



Principales características:

- Inyector tradicional para muchas aplicaciones
- Diseñado para la identificación de animales de laboratorio
- Cómodo y ligero. No se desecha tanto plástico innecesariamente.
- Los depósitos especiales de desechos clínicos no se llenan tan rápido, pues el aplicador es reutilizable.

Versiones de producto				Productos Relacionados		
<p>Consúltenos para recomendarle el modelo de aguja compatible con los transponders y el inyector que usa.</p>				 ID-100 A  ID-162 A  ID-100 A (1.25) Nano		
IM-300				 IM-200  IM-100		
Agujas AG-100		ID-100 A		 DSP - Para introducir los Chip en las agujas  LAB Reader W		
		ID-162 A				
		ID-100 B		 Fish Reader W		
		ID-162 B				
IM-300 N				 DSP - Para introducir los Chip en las agujas		
Agujas AG-100 N		ID-100 A (1.25) Nano		 		
		ID-100 B (1.25) Nano				