

trovan

® ID 162 M (7 mm)

Transponder Mini
7 mm x 1,4 mm Ø




Foto del microchip realizada con un microscopio electrónico. Tamaño real 0,5 mm. x 0,5 mm.





Principales características:

- Presentación: a granel ó en pack con aguja estéril (ID162 B Mini)
- Usado habitualmente en animales domésticos, de abasto y caballos.
- Formato recomendado por CITES
- Diseñado para la identificación de animales domésticos.
- Encapsulado en vidrio biocompatible.
- Conforme con el estándar ISO 11784 / 11475 FDXb de 15 dígitos.
- Máxima compatibilidad.

- **Dimensiones** : 7 mm. Largo 1,4 mm. Diámetro. **Peso** : n/d **Microchip** : 64 bits pre-programado en fabrica. **Encapsulado** : vidrio biocompatible 100%

Tipo de lectura : rango esférico **Temperatura máxima** : 120 °C **Temperatura mínima** : - 20 °C **Rango de temperatura funcional** : -15 °C - 75 °C **Frecuencias de operación** : 134,2 kHz (ISO 11 784 FDXb) **Tipo de transmisión** : ASK (ISO 11 785 FDXb)



Presentaciones		
ID162-A M	Suministrado a granel	
ID162-B M	Suministrado en aguja individual en pack estéril con 6 adhesivos de código de barras. (cajas de 10 Unds.)	
Inyectores		
IM200 M	Inyector tradicional	
DSP M	Cargador de chips	

Tabla de compatibilidad					
LID-560/571/572		.	LID-904/905:		
LID-572/573		.	LID-906:		
ARE H5			LID-907:		
GR250			LID-908:		
LID-650			BIRD Reader:		
LID-665			LAB Reader:		
LID-608			FISH Reader:		
LID-WAP			FISH Reader W:		
Para aplicaciones en las que se desee usar lectores como el LAB Reader o FISH Reader, se deben usar transponder ISO FDX a de alto rendimiento, no clonables.					